



フォースプレート内蔵 ポータブルピッチャーマウンド

軸足と踏み出し足位置にフォースプレートが設置されたポータブルマウンドです。合宿先や出張計測、限られたスペースでの運用に最適です。

野球フォースプレート
専用 web ページ



セッティング動画



1 持ち運び、簡単セッティング

一人でも運べる重さで簡単セッティング

2 Force Visionで即時フィードバック

コーチングアプリ ForceVision と組み合わせれば、
どこでも即時フィードバックが可能

3 FP をバッティング評価に応用

フォースプレートを取り外し、バッティング計測、
コンディショニング測定に応用可能

■仕様

センサ : TFG-4060×2 枚 or 3 枚

定格容量 : $F_x, F_y \pm 1000N$

$F_z +3000N$

$M_x \pm 600Nm$

$M_y \pm 450Nm$

$M_z \pm 200Nm$

マウンド : 人工芝 or ゴムマット

サイズ : スロープ長さ 約 2960mm

幅 1030mm

高さ 260mm (軸足部)

制御解析 : 制御ソフトウェア付属
Force Vision ※オプション

踏み出し足 FP 位置変更



中央配置



左右配置



両側 FP 配置

※マウンドの仕様はカスタマイズできます。

マウンドサイズ、フォースプレートタイプ、設置位置など、柔軟に対応ご対応致します。

株式会社 テック技販

本社

〒611-0033

京都府宇治市大久保町西ノ端 1-22

TEL 0774-48-2334(代) FAX 0774-48-2242

東日本営業所

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 3-6-12 日総第 12 ビル 3 階

TEL 045-594-7170 FAX 045-594-7177

<https://www.tecgihan.co.jp>

Email : eigyo@tecgihan.co.jp

